


Bluetooth-älyvaaka

Käyttöohje



Ensimmäinen käyttökerta:

1. Avaa pakkaus ja asenna paristo asianmukaisesti vaa'an taustapuolelle.

2. Lataa aifit-sovellus lukemalla QR-koodi älypuhelimella tai tabletilla tai lataa se suoraan Google Play-, AppStore- tai muista sovelluskaupoista. Asenna sovellus laitteellesi.

Sovelluksen tiedot:

Sovelluksen nimi: aifit

1) Hae sovellusta hakusanalla "aifit" AppStoresta iPhone-laitteille tai Google Playsta Android-laitteille.

2) Lataa sovellus tästä linkistä:

<http://aicare.net.cn/apkUpdateiweightFat/index.html>

3) Lue QR-koodi



Huomaa: Sovelluksesta on saatavilla 9 eri kieliversiota:

kiina, englanti, ranska, saksa, espanja, italia, japani, korea ja portugali.

3. Avaa ja rekisteröi sovellus ensimmäisellä käyttökerralla, aseta omat tietosi, kytke päälle Bluetooth-yhteys luodaksesi parihteyden ja astu sitten vaa'alle punnitusta varten.

8-parametrinen mittaus:

Astu vaa'alle paljain jaloin, aseta jalkasi tunnistuslevylle ja seiso tukevasti. 2–3 sekunnin kuluttua näet mobiililaitteelta painosi ja painoindeksisi sekä 5–8 sekunnin kuluttua muita parametrejä, kuten kehon rasva- ja vesipitoisuuden, lihasten ja luuston koostumuksen sekä kaloritiedot.

Useiden käyttäjien tuki:

Yhden rekisteröidyn käyttäjätunnuksen alle voidaan tallentaa enintään 8 käyttäjän tiedot. Laitte tunnistaa käyttäjät painon ja painoindeksin historiatietojen perusteella.

Tietojen synkronointi:

Kun sovellus avataan, mittaustiedot synkronoituvat älyvaakaan.

Äiti/lapsi-tila:

Voit punnita lapsen käyttämällä äiti/lapsi-tilaa. Punnitse itse ensin itsesi ja astu pois vaa'alta. Ota lapsi syliisi ja astu takaisin vaa'alle, minkä jälkeen vaaka näyttää lapsen painon. Voit halutessasi lisätä lapsesi käyttäjälueeteloon ohjeen mukaisesti.

Tavoitepainon muistutus:

Voit asettaa tavoitepainon suunnitelmasi mukaisesti.

Huomaa:

1. Jos haluat vaa'an mittaavan kaikki parametrit, ota kengät ja sukat pois punnitusta varten. Muutoin vaaka mittaa vain painon ja painoindeksin.
2. Älä käytä vaakaa, jos sinulla on sydämentahdistin.
3. Vaaka ei aina mittaa painoa oikein ensimmäisellä käyttökerralla tai siirtämisen jälkeen, joten kytke vaaka uudelleen päälle uutta punnitusta varten.
4. Aseta vaaka tasaiselle ja vakaalle alustalle. Pehmeä alusta (kuten matto, pahvi tai vaahtoalusta) voi vaikuttaa mittaustuloksiin.

Tuetut mobiililaitteet:



iOS 6.13 and above

iPhone 4s / 5 / 5c / 5s / 6 / 6plus



Android 4.3 and above

Samsung/Xiaomi/Huawei etc

Tärkeää:

1. Tämä tuote soveltuu vain kotitalouskäyttöön. Painoindeksin, kehon rasva- tai vesipitoisuuden, lihas- tai luustokoostumuksen tai aineenvaihdunnan mittauksia ei voida käyttää ammattitarkoituksissa.
2. Kehon rasvapitoisuuden mittaustulokset ovat suuntaa-antavia. Jos rasvapitoisuusarvot ovat liian korkeita tai matalia, käänny lääkärin puoleen.
3. Punnitusalue: 5–180 kg
4. Puhdista laite kostealla liinalla pyyhkimällä.
5. Älä käytä puhdistamiseen puhdistusaineita.

