


Bluetooth-älyvaaka

Käyttöohje



Käyttöönotto

1. Pura vaaka pakkauksesta ja asenna paristo vaa'an taustapuolelle.
2. Lataa AIFit-sovellus:
 - A. JOKO lue QR-koodi seuraavalta sivulta älypuhelimella tai tabletilla.
 - B. TAI lataa sovellus Google Playsta, AppStoresta tai muusta sovelluskaupasta. Etsi sovellus iPhoneille tai iPadille AppStoresta tai Google Playsta Android-laitteille hakusanalla "AIFit".
 - C. TAI lataa sovellus seuraavasta linkistä:

<http://aicare.net.cn/apkUpdateiweightFat/index.html>


Asennus-QR-koodi:



BT name: SWAN

3. Kun olet asentanut AIFit-sovelluksen, varmista, että puhelimesi tai tablettisi Bluetooth-yhteys on päällä.

Asennettuasi sovelluksen avaa ja rekisteröi sovellus, aseta omat tietosi, muodosta Bluetooth-yhteydellä pari yhteys puhelimesi tai tablettisi ja vaa'an välille.



8 ominaisuuden mittaaminen

Astu vaa'alle paljain jaloin, aseta jalkasi tunnistuslevylle ja seiso tukevasti paikoillasi. 2–3 sekunnin kuluttua näet mobiililaitteelta painosi ja painoindeksisi sekä 5–8 sekunnin kuluttua muut mitattavat ominaisuudet, kuten kehon rasva- ja vesipitoisuuden, lihasten ja luuston koostumuksen sekä energiankulutustiedot.

Muiden käyttäjien tietojen lisääminen

Yhden rekisteröidyn käyttäjätunnuksen alle voidaan tallentaa enintään 8 käyttäjän tiedot. Laite tunnistaa käyttäjät painon, painoindeksin ja muiden mitattujen tietojen perusteella.

Tietojen synkronointi

Kun sovellus avataan, mittaustiedot synkronoituvat älyvaakaan.

Pikkulapsen punnitus sylissä

Voit punnita lapsen sylissäsi. Punnitse itse ensin itsesi ja astu sitten pois vaa'alta. Ota lapsi syliisi ja nouse takaisin vaa'alle, minkä jälkeen vaaka näyttää lapsen painon. Voit halutessasi lisätä lapsesi tiedot ohjeen mukaisesti.

Tavoitepainomuistutus

Voit asettaa tavoitepainon ja ajan, jossa haluat päästä siihen.

Tärkeää

1. Jos haluat vaa'an mittaavan kaikki mitettävät tekijät, punnitusta varten vaa'alle on noustava avojaloin. Muutoin vaaka mittaa vain painon ja painoindeksin.
2. Älä käytä vaaka, jos sinulla on sydämentahdistin.
3. Vaaka ei aina mittaa painoa oikein heti ensimmäisellä käyttökerralla tai siirtämisen jälkeen. Aseta vaaka paikoilleen ja kytke virta uudelleen päälle ja punnitse itesi toiseen kertaan.
4. Pidä vaaka tasaisella ja vakaalla alustalla. Pehmeä alusta (kuten matto, pahvi tai vaahtomuovi) voi vaikuttaa mittaustuloksiin.

Tuetut laitteet ja sovelluskaupat

Sovelluskaupat ja käyttöjärjestelmäversiot:

App Store: IOS 6.13 ja uudemmat

Google Play -kauppa: Android 4.3 ja uudemmat

Tärkeää

1. Tämä tuote on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Painoindeksin, kehon rasva- tai vesipitoisuuden, lihasmassan, luuston tai energiankulutuksen mittauksia ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.
2. Kehon rasvapitoisuuden mittaustulokset ovat suuntaa-antavia. Jos rasvapitoisuusarvot ovat hälyttävän korkeita tai matalia, käänny terveydenhuollon puoleen.
3. Vaa'an toimintarajat: 5–180 kg
4. Puhdista laite kostealla liinalla pyyhkimällä.
5. Älä käytä puhdistamiseen puhdistusaineita.

Henkilötietojen käsittely

Bonnier Publicationsilla ei ole pääsyä AIFit Appin keräämiin henkilötietoihin. iNet mobile internet technology co., Ltd vastaa AIFit Appin henkilötietojen tallentamisesta ja käsittelystä sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen eli GDPR:n mukaisesta rekisteröityjen tietosuojaoikeuksien toteuttamisesta.

